



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	ÖRNEK TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR	ÖRNEK KABUL (K) VE RED (R) KRİTERLERİ	ÖRNEKLERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE UYGUN ŞEKİLDE TRANSFERİ	ÖRNEK KAPLARININ UYGUN ŞEKİLDE ETİKETLENMESİ	SONUÇ VERME SÜRESİ
HEMOGRAM	Her Zaman	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Pıhtılı Kan Olması (R.) Kanın Fazla veya Az Alınması (R) Yanlış Tüpe Alınması (R) Yanlış Barkot Etiketi (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	AYNI GÜN 14.00'DEN SONRA ACİL İSTEM 30 DK İÇİNDE
SEDİMENTASYON	Her Zaman	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Pıhtılı Kan Olması (R.) Kanın Fazla veya Az Alınması (R) Yanlış Tüpe Alınması (R) Yanlış Barkot Etiketi (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	AYNI GÜN: 14.00'DEN SONRA. ACİL İSTEM:1 SAAT İÇİNDE



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

HBsAg	Mesai Saatlerinde Acil Doğum ve Acil Ameliyatlarda	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL İSTEM: 45 DAKİKA - 1 SAAT
ANTİ HBs	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL 1,5 SAAT



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

ANTİ HBc İgG	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR: AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA ACİL 1,5 SAAT
Anti HBc İgM	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL 1,5 SAAT



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

ANTI HAV İgG	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi (R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA ACİL 1,5 SAAT
Anti HAV IgM	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL 1,5 SAAT



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

Anti HCV	Mesai Saatlerinde Acil Doğum ve Acil Ameliyatlarda	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL İSTEM:45 DAKİKA - 1 SAAT
Anti HIV	Mesai Saatlerinde Acil Doğum ve Acil Ameliyatlarda	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL İSTEM: 45 DAKİKA - 1 SAAT



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

Anti TOXO IgG	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA.
Anti TOXO IgM	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA.



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

Anti RUB IgG	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL 1,5 SAAT
Anti RUB IgM	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi (R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA. ACİL 1,5 SAAT



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

Anti CMV İgG	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA.
Anti CMV İgM	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Aşırı Lipemik Olması (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile ilgili talimatnamesine uygun olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	SAAT 08.00 İLE 12.00 ARASI GELEN HASTALAR AYNIGÜN 14.00'DEN SONRA. 12.00 'DEN SONRA GELENLER ERTESİ GÜN 14.00'DEN SONRA.
VDRL, BRUCELLA, SALMONELLA	Mesai Saatlerinde	Kan	Gerekmiyor	Mik. Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Tüp (K) Uygun Barkod (K) Hemolizli Kan (R.) Kanın çok az Alınması (R) Yanlış barkod etiketi(R) Yanlış tüpe alınması (R)	Mik. Lab. Örneklerin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	AYNI GÜN 14.00'DEN SONRA. BRUCELLA VE SALMONELLA TÜP AGLÜTİNASYONU GEREKİRSE 1 GÜN SONRA SAAT:11.00'DAN SONRA



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

MİKOLOJİK TETKİK	Mesai Saatlerinde	Deri ve Tırnak Kazıntısı	Numune Alınacak Bölgenin Numune Alınmadan 3 Gün Öncesinden Su, Sabun, İlaç vs. İle Temas Etmemesi Gerekli.	Lam Üzerine Numune Alınacak Bölgeden Kazıntı Alınır	Ön Hazırlığa Uyulmamış Olması (R)	Lam üzerine kazıntı numunesi bistüri ile alınır ve %10'luk KOH damlatılır, üzeri lamel ile kapatılır 20 dk bekletildikten sonra mikroskopla incelenir	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	AYNI GÜN 14.00'DEN SONRA.
SPERMİYOGRAM	Sabah 12:00'ye kadar	SPERM	Numune Alımından Önceki 3-7 Gün Boyunca Cinsel Perhiz Uygulanması	Mik. Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Ön hazırlığa uyulmamış olması (R)	Lam Üzerine Örnekten Koyularak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	AYNI GÜN 14.00'DEN SONRA.
KANAMA ZAMANI PIHTILAŞMA ZAMANI	Her Zaman	Kan	Gerekmiyor	Mik. Lab. Örneklerinin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Yok	Mik. Lab. Örneklerin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Çıkarılması	AYNI GÜN SAAT.14:00'DAN SONRA ACİL İSTEM:20 DK İÇİNDE



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
-----	-----------	----------	------------	----------	----	---------	----

İDRAR KÜLTÜRÜ, BOĞAZ KÜLTÜRÜ, GAİTA KÜLTÜRÜ, BURUN KÜLTÜRÜ, BALGAM KÜLTÜRÜ, EJAKULAT KÜLTÜRÜ	Mesai Saatlerinde ve Acil Durumlarda Her zaman	İlgili Materyal	Gerekmiyor	Mik. Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi ile İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	İlgili Materyalin Steril Kaplara Alınmamış Olması (R) Uygun numunenin getirilmemesi (R)	Mik. Lab. Örneklerin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	3 GÜN SONRA SAAT:14:00'DAN SONRA
KULAK KÜLTÜRÜ, VAGEN KÜLTÜRÜ, VÜCUT SIVISI KÜLTÜRÜ, KAN KÜLTÜRÜ	Mesai Saatlerinde ve Acil Durumlarda Her zaman	İlgili Materyal	Gerekmiyor	Bu Numuneler İstek Yapan Doktor Tarafından Alınır.	İlgili Materyalin Steril Kaplara Alınmamış Olması (R) Uygun numunenin getirilmemesi (R)	Mik. Lab. Örneklerin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkotun Uygun Şekilde Yapıştırılması	3 GÜN SONRA SAAT:14:00'DAN SONRA KAN KÜLTÜRÜ 5 GÜN SONRA



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
MİROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

KOD	MİK.RH.03	YAY. TRH	01.03.2013	REV. TRH	00	REV. NO	00
------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------	----------------	-----------

PERİFERİK YAYMA	Mesai Saatlerinde Formül Lökosit Dışındaki Değerlendirmeler İçin İsteyen Doktor Laboratuvara Gelip Kendi İnceler Ve Değerlendirir	KAN	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkot Olmadığında (R)	Mik. Lab. Örneklerin Alınması Ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkotun Çıkarılması	AYNI GÜN SAAT 14.00 DEN SONRA
GAİTADA DİREKT PARAZİT İNCELEMESİ	Mesai saatlerinde ve Acil durumlarda Her zaman	Gaita	Gerekmiyor	Mikrobiyoloji Lab. Örneklerinin Alınması ve Transferi İle İlgili Talimatnamesine Uygun Olarak	Uygun Barkot Olmadığında (R)	Lamın üzerine biraz gaita alınıp S.Fizyolojik ile sulandırılıp lamel kapatılarak mikroskopta incelenir	Uygun Barkotun Çıkarılması	AYNI GÜN SAAT 14.00 DEN SONRA